

CLS

药瓶标签系统™



CODONICS

CLS

药瓶标签系统™

简介

美国科多尼克 (Codonics) 的药瓶标签系统 (CLS) 可以用于创建和打印供条形码扫描器扫描的具有设备自动识别的代码标签。该标签包含唯一的识别码, 供医院内物流、收费、标记和分发等系统使用, 其中包括科多尼克 (Codonics) 的安全标签系统 SLS。药瓶标签系统CLS 主要适用于药房合规的条形码标记应用从而改善工作效率和增加准确性。该系统主要包含软件应用程序, 条形码扫描器, 标签打印机和特制的可打印标签。有了药瓶标签系统, 医院实现条码化管理将变的非常简单。

基于可靠耐用的设计理念, 小巧的直热式打印机有着丰富的功能。药瓶标签系统可以打印三种不同形状的代码标签以适应所有类型和大小的药瓶。与之配套的扫描器使用最先进的扫描技术并具有手持和非手持两种操作模式, 使用户的操作起来非常舒适方便快捷。

根据工作流程的需要, 药瓶标签系统定义了四种不同的用户权限: 系统管理员, 管理员, 技师和操作员。

特性和优势:

- 数据信息可以用最快最简洁的方式传输到其他应用程序中
- 操作界面友好, 数据输入操作非常直观
- 国际化和本地化语言支持
- 日志文件记录历史数据
- 操作员工作流程有打印审核功能
- 系统管理员验证工作流程确认功能
- 支持网络操作 (打印机和数据库共享)
- 药剂师可以审核批准打印标签或删除标签
- 提供多层用户级别权限以确认数据准确性
- 制造商验证和药瓶验证模式

技术参数:

扫描器系统: 摩托罗拉扫描器 DS9808-SR/DL 及图像引擎
电源: USB
体积: 20.3cm 高, 8.6cm 宽, 13.7cm 长
重量: 0.34kg
请访问www.motorola.com 获得更多相关信息

打印机系统: Zebra GK 420d
电源: 自适应 100-240VAV, 50-60Hz
打印方式: 直热式
体积: 15.2cm 高, 17.1cm 宽, 21cm 长
重量: 1.4kg
请访问www.zebra.com 获得更多相关信息

规范: IT 产品类标准EN55022(B), EN61000-3-2, EN61000-3-0, EN55024 和EN60950.
CLS 适用于医疗物品生产和库存管理环境
CLS 不适用于病人护理区域, 该产品不作为医疗设备使用
该产品的组件的安全标注将遵从原生产厂商 (如:CE,CCC 等)

最低系统配置要求:

系统: Windows XP Professional SP3
Net Framework 3.5
500MB 可用磁盘空间
2GB 内存
Intel Core 2 Processor 或者AMD Athlon64 X2

打印的标签包涵所有病人药品信息。
多种标签形状适用于任何药瓶和安瓿



所有注册的商标都属于各自相关的业主,本公司有权在不发布通知的情况下修改产品的参数表。正在申请美国和中国专利中。
本彩页于中国印制, 版权所有 © 2012 Codonics Inc. 5/2012



We bring the future into focus

地址: 上海市长宁区仙霞路317号
远东国际大厦B栋1412室
邮编: 200051
电话: +86 21 6278 7701
电话: +86 13918872504
传真: +86 21 6278 7719
电邮: info@codonics.com
网站: www.codonics.com.cn
服务热线: 800-820-8635



请速与我们联系 (+86) 13918872504
或访问我们的网站 www.codonics.com.cn